

PROVSÄCK D14 BRUN 100X245MM 120G

Art nr. 14040005

Provpåse tillverkad i brunt kraftpapper med hålbordrad klaff. Perfekt för att skicka prover eller buntar med papper.



Provpåse tillverkad i brunt kraftpapper med hålbordrad klaff. Perfekt för att skicka prover eller buntar med papper. Denna artikel säljs i hela förpackningar, 250 per förpackning. Det ligger 1 förp. per kartong.

ARTIKELNUMMER	14040005
MÅTT	100x40x240mm
ANTAL PER FÖRPACKNING	250 st
ANTAL PER KARTONG	1 st förpackningar
ANTAL PER PALL	70 st förpackningar
MER INFO	D14