

Kryorör 1,5 ml utan räfflor och lock



- Konisk botten
- Förpackade sterila i dubbla påsar - optimalt för arbete i renrumsmiljö
- Tillverkad i polypropylen

| | | |
|----------------|--|-------------------------|
| Artikelnummer: | Benämning: | Inner/ytter frp (st) |
| 72.687.772 | Mikrorör 1,5 mL, utan räfflor och lock,sterilt i dubbel påse | 500/2500 |



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50
Fax 042 – 19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com