


Segmentöppnare




1)



- Möjliggör enkel och hygienisk provutvinning ur slangsegment
- Minimal risk för kontaminering

2)



Artikelnummer: Benämning:


Inner/ytter
frp
(st)

95.1000

Segmentöppnare för blodpåsar, 10
mm, för rör Ø12 mm

500/2000

3)



SARSTEDT

Sarstedt AB
Bergaliden 11
252 23 Helsingborg

Tel 042 – 19 84 50
Fax 042 – 19 84 59
info.se@sarstedt.com www.sarstedt.com