

## TILLBEHÖR

*Många års erfarenhet som tillverkare av CTG-tillbehör gör att vi har det rätt utformade förbrukningsartiklarna för CTG-övervakning samt andra förbrukningsartiklar med korta leveranstider.*



## Resårband

Transducer- och legclip band med knapphål längs med bandets längd. Bandet är mjukt och behagligt för mamman.

Kan användas för att fixera kabel från ctg-apparat på mammans lår eller mage eller fixera ultraljudgivare eller värmätare.

Banden går att tvätta i 60 grader.

Förpackat i transparent plastpåse.

Dubbelknapp till bandet, artikel 30952090

### PRODUKTFAKTA

Förpackning om en st  
Färg: Mörkblå  
Material: Bomull  
Art nr:  
30 mm bred, 1500-0515  
50 mm bred, 1500-0643  
100 st dubbelknapp,  
30952090



**Cetro**

