

Tamponader



Gasvävstamponader



Gasvävstamponad tillverkad av 100% bomull 22 trådar/cm². Finns både som sterila och sterila.

Gasvävstamponad på rulle, finns i olika bredder. Osteril och fabrikssteriliserad.

Bastos Viegas s.a. är vår huvudleverantör av förbandsartiklar och gasvävs-/nonwoven produkter med rtg-tråd. Ett portugisiskt familjeföretag som funnits i branschen sedan 1909 och som har ett brett program av förbandsprodukter. Företaget har satsat mycket på att säkra kvalitet och leveranser från sin moderna och högeffektiva produktionsanläggning.

Produkten uppfyller standards: MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004 EN 14079 EN 556-1

Tamponader



Gasvävstamponader

Materialspecifikation

100% gasväv finns även med eller utan röntgentråd

Trådtäthet

22 trådar/cm²

Vikt

33 g/m²

Längd

5 meter

Steriliseringmetod

Ånga

Blekningsmetod

Peroxidblekt

Förpackning:

Tr fp: Kartong korrugerad papp FEFCO II 23

Avd fp: Kartong

Prod fp: Peel-pack

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
Gasvävstamponader, steril								
425-501	Tamponad gasväv 5mx1,25cm	60	1080	21600	J	J	S	NEJ
425-502	Tamponad gasväv 5mx2,5cm	30	540	10800	J	J	S	NEJ
425-503	Tamponad gasväv 5mx5cm	26	468	9360	J	J	S	NEJ
425-701	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx1,25cm	36	648		J	J	S	NEJ
425-702	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx2,5cm	18	324		J	J	S	NEJ
425-703	Tamponad gasväv m rtg-tråd 5mx5cm	15	270		J	J	S	NEJ
Gasvävstamponader								
425-001	Tamponad gasväv 5mx1,25cm	24	1728		J	J	OS	NEJ
425-002	Tamponad gasväv 5mx2,5cm	12	864		J	J	OS	NEJ
425-003	Tamponad gasväv 5mx5cm	12	432		J	J	OS	NEJ
425-004	Tamponad gasväv 5mx7,5cm	8	288		J	J	OS	NEJ
425-005	Tamponad gasväv 5mx10cm	6	216		J	J	OS	NEJ