

Produktblad – Dubbellumen sond (PUR)



Produktnamn:	Magsond, dubbellumen
Artikelnummer:	1340.xx (ange stl istället för xx, ex 12 Fr 1340.12) Fr 06 - 08: 6 sidohål – längd 60 cm – 1340.06, 1340.08 Fr 10: 10 sidohål – längd 90 cm Fr 12 - 14 - 16 - 18 – 21*: 10 sidohål – längd 120 cm
Material:	PUR (polyurethan) – sonden PVC (DEHP-fri) – grön och blå kopplingsdel PA (polyamid) – koniska adaptern för anslutning till sug
Användningstid:	3-4 veckor
Förpackning:	10 st (avd) / 180 st (trp) *10 st (avd) / 120 st (trp)
Övrig information:	Konisk adapter för koppling till sug medföljer. Sonden används till att dränera magsäcken på sekret och luft genom möjlighet till kontinuerlig aspiration då dubbla kanaler förhindrar att magsäckens slemhinna skadas. 10 st sidohål. Markeringar vid 45, 55, 65 och 75 cm. Om dränering ska pågå längre än 5 dagar rekommenderas att sond i PUR används. Möjligt att ge nutrition och läkemedel i sonden.