

Leukotape[®] P

Lindnings tejp



**Stel tejning
Ger stöd
Självhäftande
Utan Latex**

Leukotape[®] P är en hög hållfast stel tejp med mycket stark zinkoxid häftning, som gör den utmärkt för patella/femoral tejning. Produkten är porös, låter huden andas och även avrivningsbar.

Kännetecken

Fast fixering av led
Ger extra starkt stöd vid sportskador (stukningar och sträckningar)
Hjälper till att förebygga sportskador
Begränsar rörelseförmågan

Beskrivning

Specialtejp för tejning bl a vid knäbesvär(partello femorala) enligt Jenny McConnell- metoden.

Art nr	Storlek	Fp/st	Trp/st	Färg
76169-00	3,75 cm x 13,7 m	6	30	Brun
76168-00	3,75 cm x 13,7m	1	30	Brun

® Reg Trad Mark