



Packskyнке standard 2 lager

Förpackning med 2 packskyнкen i olika färger för att underlätta upptäckten av materiella skador.

Combi Set CW3, NW/NW

- NW, blått packskyнке 60 g/m², non-woven, tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer.

- NW, grönt extra mjukt packskyнке 66 g/m², non-woven, tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Lämplig för ånga- och ETO-sterilisering. Lätta laster.

Combi Set CW2, Crepe/NW

- Crepe, ljusblått mjukt packskyнке 60 g/m², tillverkad av mer än 80% syreblekt cellulosa och ca. 20% syntetiska bindemedel.

- NW, grönt extra mjukt packskyнке 66 g/m², non-woven, tillverkat av 50% syreblekt cellulosa, 20% syntetiska bindemedel och 30% syntetiska fibrer. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Lämplig för ånga- och ETO-sterilisering. Lätta laster.

Combi Set SPC, Crepe/Crepe

- Crepe, ljusblått mjukt packskyнке 60 g/m², tillverkad av mer än 80% syreblekt cellulosa och ca. 20% syntetiska bindemedel.

- Crepe, vitt mjukt packskyнке 60 g/m², tillverkad av mer än 80% syreblekt cellulosa och ca. 20% syntetiska bindemedel. Utmärkt bakterieskydd och god vattenavvisning. Lämplig för ånga- och ETO-sterilisering. Lätta laster.

Art.nr.	Storlek	Förp.
10020507	60 x 60 cm	400
10020086	75 x 75 cm	250
10020648	90 x 90 cm	250
10020087	100 x 100 cm	150
10016200	120 x 120 cm	100

10020506	60 x 60 cm	400
10017629	75 x 75 cm	250
10017630	100 x 100 cm	250
10017631	120 x 120 cm	100

10016766	50 x 50 cm	504
10016767	60 x 60 cm	504
10016798	75 x 75 cm	252
10016799	80 x 80 cm	252
10016800	100 x 100 cm	252

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2019-05