

Tork Avtorkningspapper 1-lager



Artikel	100146
System	M2
Rullens längd	250 m
Rullens bredd	24.5 cm
Rullens diameter	19 cm
Lager	1
Tryck	Nej
Mönsterprägling	Nej
Färg	Vit

Tork Avtorkningspapper (1 lag) passar perfekt för lättare avtorkning såväl som handavtorkning. Pappret kan användas i Tork® Dispenser Centrummatad, en mångsidig lösning med hög kapacitet för arbetsmiljöer där både hand- och ytavtorkning krävs.

www.tork.se

● Idealisk för avtorkning av händer och lätt smutsade ytor

● Speciellt lämpligt för rengöring av glas – lämnar inte något ludd eller några ränder på ytan

● Enkel att använda med endast en hand

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540011784	7322540011791	7322540887266
Antal	1	6	168
Konsumentförpackning	-	6	168
Höjd	245 mm	245 mm	1865 mm
Bredd	190 mm	380 mm	800 mm
Längd	190 mm	570 mm	1200 mm
Volym	8.85 dm ³	53.07 dm ³	1.49 m ³
Nettovikt	1592.5 g	9.6 kg	267.54 kg
Bruttovikt	1593.3 g	9.6 kg	268.77 kg
Förpackningsmaterial	none	Shrink	-

Liknande produkter



473474



100130



101221

Miljömärkningar/Fördelar



For Wiping



The mark of responsible forestry



run out indicator



TORK
EASY
HANDLING®

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3
431 31 Göteborg

Telefon: 031-746 17 00

E-post: information.tork@essity.com