



Örontratt

HEINE UniSpec 2,5. 4mm engångs-örontrattar för undersökning av barn/vuxna. Trattarna är paketerade i refillpåsar om 50 styck. AllSpec har perfekt passform till BETA 100 och K 100 otoskop. HEINE UniSpec örontrattar har alltid rundade kanter och trattarna spricker aldrig när de fästs på otoskopet.

Beställningsinformation

Art.nr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
10017698	Örontratt unispec 2,5mm	2,5 mm	50
10000874	Örontratt unispec 4mm	4 mm	50

Leverantör

Heine

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com