

# Ureofix® 500 classic

Slutet Urinmätningssystem



Ökad tillförlitlighet i en ny förbättrad design


# Låt oss tala om...

B. Braun har nästan 30 års erfarenhet av tillverkning och marknadsföring av olika urinmätningssystem.


Alla våra system på området har stegvis bidragit till en vidareutveckling som gagnat sjukvården: infektioner i urinvägarna som står för en stor del av nosokomiala infektioner har t ex reducerats genom en ständigt förbättrad produktutveckling avseende hantering och säkerhet.

B. Braun har hela tiden stått i framkant som leverantör av urinmätningssystem och erbjuder produkter som är väl beprövade bland kunder världen över. Vår nya Ureofix® 500 classic gör att vi även fortsättningsvis följer den traditionen.

Slutna urinmätningssystem är idag generellt vedertagna i Europa för att minska problemen med kontamination och nu kommer efterföljaren till Ureofix® 500 och Ureofix® 500 plus med ytterligare förbättringar och ny design.



# ...säkerhet



## Inga våta filter

Drop- och mätningskammaren har två skyddade luftningsfilter




## Knick-resistens

45° vinkel förhindrar att slangen knickas ovanför Pasteur's droppkammare

## Minimerad risk för infektion i urinvägarna

- Torrt område mellan slang och mätningskammare
- Retrograd migration av bakterier motverkas




## Motverkar backflöde av urin

- Integrerad anti-reflux-ventil motverkar backflöde av urin till slang och patientens urinblåsa
- Anti-reflux-ventilen är normalt öppen



## Säker koppling utan läckage



- Urinsamlingspåsen är tätt ansluten till kammaren genom en bajonettkoppling.



## Mindre risk för kors-kontaminering

- Tömningsventilens ände är i kontakt med luft – torkar snabbt
- Inget vått utrymme – ingen bakterietillväxt
- Minskad risk för kontamination och spridning av bakterier till omgivningen






### Enkel och säker upphängning


Du väljer själv ...

- Integrerad upphängning
- Fixationsband medföljer
- Fixeringsplatta + fixeringsband finns som extra tillbehör



### Enkel identifiering av flödesriktning

- Tömningsventilen visar flödesriktning och ger snabb tömning
- Latexfri ventil med mjuk yta och klara symboler, "kryss" och "pil"



# ...säkerhet och bekvämlighet

Urinmätning

## Användarfördelar

- Minimerad risk för infektion
- Förbättrad och snabbare tömning av kammaren
- Latexfri
- Enkel och säker upphängning





### Exakt avläsning

- Den precisa skalan i kammaren ger mer exakt mätning
- Förbättrad och finare skala i mittkammaren



# Produkter och tillbehör

## Urinmätning

Produkter	Ureofix 500 classic med:	Slanglängd	Art.nr	Antal/förp.
	Utbytbar påse 1,5 l	120 cm	4417910	10
		170 cm	4417920	10
	Utbytespåse 2,0 l med tömbar påse och anti-reflux-ventil	120 cm	4417930	10
		170 cm	4417940	10
Tillbehör		Storlek	Art.nr	Antal/förp.
	Utbytespåse med glidklämma	1,5 l	4417534	100
	Utbytespåse med glidklämma	3,5 l	4417542	100
	Utbytespåse, tömbar och med anti-reflux-ventil	2,0 l	4417550	100
	Fixeringsplatta		4417780	25
	Fixeringsband		4417755	10 x 10

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB  
Box 110, Svärdvägen 21  
182 11 DANDERYD  
Tel 08-634 34 00.  
Fax 08-634 34 34  
[www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)