



Indikation:
Ortopediska operationer,
stöd och avlastning.

Latexfri elastisk binda Primalast

MEDIPLAST® kan erbjuda Er **PRIMALAST**, en elastisk primabinda för stöd och avlastning samt för lättare kompression. Specialvävda kanter för att undvika att de fransar sig. Tillverkad enligt EN ISO 13485.

Finns i osteril och steril version.

PRIMALAST OSTERIL:

Autoklaverbar och kan steriliseras i ångautoklav på 134°C.

100% Bomull, peroxidblekt.

Elasticitet: 90%. Längd: osträckt längd ca 2 meter. Krympfri.

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
607028	6 cm x 4 meter	20	400
607029	8 cm x 4 meter	20	320
607030	10 cm x 4 meter	20	240
607034	12 cm x 4 meter	20	240
607032	15 cm x 4 meter	20	160

607027	4 cm x 5 meter	10	720
607001	6 cm x 5 meter	10	480
607002	8 cm x 5 meter	10	360
607003	10 cm x 5 meter	10	300
607004	12 cm x 5 meter	10	240
607005	15 cm x 5 meter	10	160

Avd.förp = min.kvant/best



PRIMALAST STERIL:

Steril binda: ETO steriliserad och levereras i peel-pack

100% Bomull, peroxidblekt.

Elasticitet: 90%

Längd: osträckt längd ca 2 meter. Krympfri.

Artikelnr.	Beskrivning	Antal/avd.frp	Antal/trp.frp
607028S	6 cm x 4 meter	10	150
607029S	8 cm x 4 meter	10	150
607030S	10 cm x 4 meter	10	150
607034S	12 cm x 4 meter	10	150
607032S	15 cm x 4 meter	10	150

607027S	4 cm x 5 meter	10	150
607001S	6 cm x 5 meter	10	150
607002S	8 cm x 5 meter	10	150
607003S	10 cm x 5 meter	10	150
607004S	12 cm x 5 meter	10	150
607005S	15 cm x 5 meter	10	150

Avd.förp = min.kvant/best