

# PEP Andningsträning

Komplett sortiment av T-stycke, motstånd och munstycke

PEP andningsträning har ett flertal användningsområden. Det hjälper till att motverka uppkomst av atelektaser, exempelvis postoperativt, samt underlättar upphostning av slem för kroniskt eller akut sjuka patienter. Intersurgicals produktsortiment består av helt PVC-fria produkter med omtanke för både miljön och patient.



## PEP andningstränare

Färdigmonterad andningstränare med envägsventil. Den har en säkerhetsanslutning för att minimera risk för felkoppling av munstycke/motstånd. Produkten är för enpatientsbruk, kommer särpackad, och är PVC-fri.

PEP andningstränaren passar både till barn och vuxna patienter och går att använda med antingen munstycke eller mask.

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
1956001	PEP andningstränare med munstycke	80 st
1956013	PEP andningstränare med munstycke, rengöringsbar	80 st
1956004	PEP andningstränare med QuadraLite stl 3	25 st
1956005	PEP andningstränare med QuadraLite stl 4	25 st
1956003	PEP andningstränare med Ecomask stl 5	25 st



## Motstånd

Färgkodade motstånd för tydlig storleksmarkering. Finns i nio olika storlekar, och är till för enpatientsbruk. Tål lättare rengöring med mild tvål. PVC-fria.

Artikelnummer	Benämning	Färg	Antal/fp
● KM-803D	Andningsmotstånd 1,5 mm	svart	10 st
○ KM-803W	Andningsmotstånd 2,0 mm	vit	10 st
● KM-803Y	Andningsmotstånd 2,5 mm	gul	10 st
● KM-803B	Andningsmotstånd 3,0 mm	blå	10 st
● KM-803G	Andningsmotstånd 3,5 mm	grön	10 st
● KM-803O	Andningsmotstånd 4,0 mm	orange	10 st
● KM-803M	Andningsmotstånd 4,5 mm	vinröd	10 st
● KM-803C	Andningsmotstånd 5,0 mm	brun	10 st
● KM-803P	Andningsmotstånd 6,0 mm	lila	10 st



## Enpatientsmasker - QuadraLite™

QuadraLite™ är lämplig för patienter som har svårt att använda munstycket vid andningsträning. Genomskinliga och färgkodade med anatomisk passform som gör att masken sluter tätt. Koppling till 15 mm barnmasker beställs separat. PVC-fria.

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
● 7191000	QuadraLite anestesimask infant, stl 1 (motsvarar traditionell maskstl 0-1)	30 st
○ 7192000	QuadraLite anestesimask small, stl 2 (motsvarar traditionell maskstl 2-3)	25 st
● 7193000	QuadraLite anestesimask medium, stl 3 (motsvarar traditionell maskstl 3-5)	35 st
● 7194000	QuadraLite anestesimask large, stl 4 (motsvarar traditionell maskstl 5-6)	35 st

## Tillbehör

Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
1979000	Rakt koppling 22F-15F (till 15 mm barnmask)	50 st
1963000	Rak koppling med vridbar 6 mm nippel för extra syrgas	25 st
1931000	Munstycke 22F	35 st



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd  
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)