



## FÖRLÄNGNINGSSLANG

Förlängningsset för vattenmatning till vattenpåse MR290. Används tillsammans med 900MR292 teleskopstativ.

600 mm

Artikelnr	Antal/fp
10018164	10

Leverantör

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031-388 90 00, [www.mediqsverige.se](http://www.mediqsverige.se)