

**Påfyllnadsblankett för din Förbandsväska:**

**Första Förbandsväska Modell 6 Barn**

Storlek: Längd: 18 cm, Bredd: 14 cm, Djup: 5 cm

Möjlighet finns att fästa väskan på bälte eller annat via påsydda remmar på väskans baksida. Väskan har tre sektioner, totalt 3 fickor av nät med blixtlås till varje separat ficka.

Liten förbandsväska som fungerar utmärkt att ha med till barnvagnen, för utflykter , i båten mm. Artikelnummer hela paketet: 30665



Förbandsväska Modell 6 Barn	Artnr	Antal	Beställning antal
Väska modell 6 (tom)	30602	1	
BurnAid brännskadegel ,kuvert 3,5g	21216	1	
Elastisk stödbinda 6cm x 5m	30652	1	
Fixoförband, Small 6cm x 1m	21303	1	
Suturtejp 5 st/frp	815001	1	
Textilplåster 19x72 mm, 20 st/frp	818002	1	
Pincett av metall, spetsig	21179	1	
Desinficerande våtservett, 13x20cm	21193	5	
Natriumklorid pipett, 30ml	21230	1	