

## Instrumentdrapering > Ultraljudsskydd



Användning av instrumentskydd förlänger livslängden på din medicintekniska utrustning.

Sterila och osterila probeskydd i ett mjukt och följsamt material med gel. Klisterremсор och latexfria gummiband medföljer för perfekt passform på ultraljudsproben.

### Användningsområde:

PC skydd för raka eller universella prober mm.

GPC för Sentinel Node

APC skydd för raka eller universella prober mm Skydden är med självhäftande yta som appliceras mot proben

### Materialspecifikation

Häftmassa: EMA - Etylen Methyl Acrylate;

Skydd: Polyuretan, Polyisopren

Gel: Carapol, Propylen Gykol, Glycerin, Hydroxyethyl Cellulosa, Vatten



Innehåller ej lanolin, kolofonium, lösningsmedel, antimikrobiella medel, eller klorider

### Steriliseringmetod

Etylenoxid

### Standard:

Uppfyller EN 13485.556-1. 1644-1. 9073. 17737-1. 17737-2

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
GPC415EU	Gamma probeskydd för expempelvis Sentinel Node 10x38cm	20	20	N	N	S	NEJ
GPC396	Gamma probeskydd för expempelvis Sentinel Node 8x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1288EU	Probeskydd 10x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1295EU	Probeskydd 10x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
86710	Probeskydd 10x30cm	10	10	J	N	S	NEJ
PC1296	Probeskydd 10x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1308EU	Probeskydd 12x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1289	Probeskydd 13x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1291	Probeskydd 13x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1290EU	Probeskydd 15x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1290N	Probeskydd 15x122cm	20	100	N	N	OS	NEJ
PC1292EU	Probeskydd 15x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1416EU	Probeskydd 15x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
86632	Probeskydd 3,6x30cm	10	20	J	N	S	NEJ
PC1355NS	Probeskydd 4,4x25cm	50	50	N	N	OS	NEJ
86675	Probeskydd 5,0x30cm	10	10	J	N	S	NEJ
PC1419EU	Probeskydd 5x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
86633	Probeskydd 8,0x30cm	10	10	J	N	S	NEJ
PC1293	Probeskydd 8x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC1297EU	Probeskydd 8x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
1683	Probeskydd för vaginalt/rektalt ultraljud (kondom)	144	144	N	J	OS	NEJ
88676	Probeskydd för vaginalt/rektalt ultraljud 30x300mm PIP	100	100	N	N	OS	NEJ
PC1153	Probeskydd L-formad topp 12x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC3787EU	Probeskydd Rak topp 13x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC3787N	Probeskydd Rak topp 13x244cm	20	20	N	N	OS	NEJ

APC1288	Probeskydd självhäftande 10x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1295	Probeskydd självhäftande 10x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1296	Probeskydd självhäftande 10x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1289	Probeskydd självhäftande 12x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1308	Probeskydd självhäftande 12x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1291	Probeskydd självhäftande 12x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1290	Probeskydd självhäftande 15x122cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1292	Probeskydd självhäftande 15x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1416	Probeskydd självhäftande 15x61cm	20	20	N	N	S	NEJ
APC1292S	Probeskydd självhäftande, rak topp 15x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC3687	Probeskydd T-formad liten 13x244cm	20	20	N	N	S	NEJ
PC3687N	Probeskydd T-formad liten 13x244cm	20	20	N	N	OS	NEJ
PC4515EU	Probeskydd T-formad stor 13x244cm	20	20	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 2005

Senaste versionen finns alltid på [www.codantriplus.se](http://www.codantriplus.se)

Utskriftsdatum 2016-10-24 14:49