



NOX-T3 portabelt polygrafisystem (PG)

NOX-T3 är ett portabelt PG-system för nattlig andningsregistrering (NAR) i hemmet eller på sjukhus.

Systemet är litet och enkelt att hantera och innehåller avancerad teknik för högkvalitativa registreringar varje gång. Systemet registrerar bland annat ljud via den inbyggda mikrofonen, andningsansträngning från abdomen och torax. Luftflöde via näskannula eller masktryck (vid behandling).

Tack vare en integrerad 3D-accelerometer kan systemet mäta kroppsläge samt aktivitet. SpO₂, puls och pletysmografi registreras via en trådlös Bluetooth® oximeter och EtCO₂ signaler registreras via ett trådlöst Bluetooth gränssnitt. Två flexibla bipolära kanaler för registrering av ECG, EOG, EEG och EMG.

Kontaktuppgifter ResMed
Tel: 08-477 10 00
E-post: reception@resmed.se

NOX komponentkort



**NOX RIP belts
disposable**
7072086 (Pediatric)
7072077 (S)
7072078 (M)
7072079 (L)
7073504 (XL)



**NOX Cannula
with filter**
7072074

Snap on lead
7073446 (100 cm)
7073472 (150 cm)



NOX abdomen cable
7072098



**WristO₂
soft sensor**
7072161 (S)
7072162 (M)
7072163 (L)




NOX cannula with luer-lock
7072096

Produktbeskrivning	ResMed artnr	(Nox artnr)	För apparat
NOX RIP belts Disposable, Pediatric 20 sets	7072086	(551010)	NOXT3/Embletta
NOX RIP belts Disposable, Small 20 sets	7072077	(551020)	NOXT3/Embletta
NOX RIP belts Disposable, Medium 20 sets	7072078	(551030)	NOXT3/Embletta
NOX RIP belts Disposable, Large 20 sets	7072079	(551040)	NOXT3/Embletta
NOX RIP belts Disposable, Extra Large 16 sets	7073504	(551050)	NOXT3/Embletta
NOX Cannula with filter 90 cm/35 in, 40 pk	7072074	(552010)	NOXT3
NOX Cannula with luer-lock 90 cm/35 in, 50 pk - adult	7072096	(552020)	Embletta
WristO ₂ Soft Sensor Small	7072161	(553010)	NOXT3
WristO ₂ Soft Sensor Medium	7072162	(553020)	NOXT3
WristO ₂ Soft Sensor Large	7072163	(553030)	NOXT3
Snap on Lead - Wire 100 cm green	7073446	(554022)	NOXT3
Snap on Lead - Wire 150 cm black	7073472	(554026)	NOXT3
25 Snap on Electrode - small size	7072583	(554209)	NOXT3/Embletta
Blue sensor Snap on Electrode, 50 pk	7072171	(554210)	NOXT3/Embletta



SPO2 3150 Wrist band
7073323

NOX RIP
cable kit E
(Embletta adapter)
7072100



NOX RIP
thorax cable single
pack to Embletta
7072197

25 Snap on
electrode - small size
7072583



Blue sensor snap on
electrode, 50 pk
7072171

NOX RIP
abdomen cable
single pack to
Embletta
7072196



Produktbeskrivning

Produktbeskrivning	ResMed artnr	(Nox artnr)	För apparat
NOX RIP Starter Kit E (1 Small, 3 Medium, 1 Large, antal lådor á 20 patienter, 100 grimmor + 2 E-adaptrar)	7072195	(558010)	Embletta
NOX Starter Kit - E M (5 Medium lådor bälten á 20 patienter, 100 grimmor + 2 E-adaptrar)	7072579	(558011)	Embletta
NOX Starter Kit T3 S/M/L (1 Small, 2 Medium, 1 Large, antal lådor bälten á 20 patienter, 80 grimmor + abdomenkabel)	7072596	(558210)	NOX T3
NOX Starter Kit Medium (4 Medium lådor bälten á 20 patienter, 80 grimmor + abdomenkabel)	7072597	(558211)	NOX T3
NOX Abdomen Cable	7072098	(562010)	NOX T3
NOX RIP Cable Kit E (Embletta adapter)	7072100	(562050)	Embletta
NOX RIP Abdomen Cable single pack to Embletta	7072196	(562051)	Embletta
NOX RIP Thorax Cable single pack to Embletta	7072197	(562052)	Embletta
SPO2 3150 Wrist Band	7073323	(564042)	NOX T3



Nox Medical
Vatnagöroum 18,
104 Reykjavik, Iceland
(For Nox T3)

DISTRIBUERAS AV
[EC REP] ResMed Sweden AB,
Jan Stenbecks torg 17, 164 40 Kista

Information om andra ResMed kontor hittar du på www.ResMed.com. Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
© 2015 ResMed Ltd. SEMA0051/1 2015-10

