

Cetro



Hinnsprängare 9601, Cetrohook

Hinnsprängare tillverkad i återvinningsbar plast, Rätt tjocklek på material som ger ett stadigt grepp. Hög kvalite på spets för bästa öppning av fosterhinna.

Strålsteriliserad utan restprodukter. Enhetsförpackning med minst 5 års lagringstid.

Förpackning tillverkad av återvinningsbart material.

Material, Polystyren plast
Förpackning om 100st.
Vikt, 1 kg per frp

REF 9601

Steril engångsprodukt



Cetro

