



Preparatrör

Preparatrör, "Disposable culture tube", i borosilikatglas, fabrikat Kimble. Med rund botten och rak kant upptill. Förpackat liggande dammfritt i "modular tray"-förpackning samt ytterförpackning i speciell stötskyddskartong. Ytterst noggrant tillverkat med jämn botten.

Artikelnummer	Benämning
014-73500-1075	Preparatrör 10x75 mm KIMBLE
014-73500-1275	Preparatrör 12x75 mm KIMBLE
014-73500-13100	Preparatrör 13x100 mm KIMBLE
014-73500-16100	Preparatrör 16x100 mm KIMBLE
014-73500-16125	Preparatrör 16x125 mm KIMBLE
014-73500-16150	Preparatrör 16x150 mm KIMBLE
014-73500-18150	Preparatrör 18x150 mm KIMBLE
014-73500-20150	Preparatrör 20x150 mm KIMBLE