



Förlängnings slang 2-vägs MaxZero®

MP2202C-0006



- Nålfritt system
- 13 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 1.2 ml
- Bore 1.2 mm Diameter
- 2 Skjutklämma
- 1 Han-luer
- Latexfri
- Kvantitet 50



Customer Service
+ 46 (0) 8 5444 3200
(0) 8 5444 3225
CS.Sweden@carefusion.com

Carefusion Sweden 314 AB
Sollentuna