



# Spike för påse

2300E



- Nålfritt system
- 8,33 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 0,47 ml
- 1 Spike (oventilerad(e))
- Anslutningsanordning för påse
- Latexfri
- PVC-fri
- Kvantitet 100



Customer Service  
+ 46 (0) 8 5444 3200  
(0) 8 5444 3225  
[CS.Sweden@carefusion.com](mailto:CS.Sweden@carefusion.com)

Carefusion Sweden 314 AB  
Sollentuna