


VP-serien DEHP-FRITT onkologiaggregat med 15µm filter

70951E



- Nålfritt system
- 260 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 24 ml
- Bore 3 mm Diameter
- 1 Spike (ventilerad(e)/oventilerad(e))
- Droppkammare i slang
- Hydrofobiskt luftfilter (med lock)
- Droppar per ml 20
- 3 SmartSite® -ventil Y-port
- 2 klämma/or
- 1 Rullklämma
- Pumpsegment
- Alaris® säkerhetsklämma
- Tryckavkännare
- 1 Han-luer
- Roterande han-luer
- Hydrofobiskt hätta
- Polyvinylklorid (PVC)
- Latexfri
- Kvantitet 50



50



20



15 µm
Droppkammарfilter



3 SmartSite® -
ventil Y-port



1 Han-luer



Latexfri



DEHP-fri



0086

Customer Service
+ 46 (0) 8 5444 3200
(0) 8 5444 3225
CS.Sweden@carefusion.com

Carefusion Sweden 314 AB
Sollentuna