

Position 1071

Steril plattork gasväv 5-pack



Latexfritt

100% blekt bomull

17 trådar

Varp: 104 ± 4

Veft: 72 ± 4



Färg: Vit

Avd fp design: Kan öppnas upptill alt via perforering på ena g

Sterilisering: EO enligt ISO 11135

CE-märkning: Klass 1 steril enl MDD annex 5

Tillverkning: Kina

Certifiering: ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

Lagring: 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Utvikt storlek	Avd fp st	Trp fp st
1450021	30 x 30 mm	12 x 15 cm	50 x 5 = 250	20 x 50 x 5 = 5000