


512036 Termometer Ute Klassisk -50 +50°C



Produktfakta

Artikelbenämning	Termometer Ute Klassisk -50 +50°C
Varumärke	Viking
Kategori	Utrustning - Övrig, termometrar
Antal/förpackning	1x5
Land	Ingen uppgift

Information

Fönstertermometer Ute. Detaljer i rfr stål

Menigo

Box 10013 | Arenavägen 61 | 121 26 Stockholm-Globen | www.menigo.se

Stockholm

08-722 14 00

Göteborg

031-336 20 00

Malmö

040-28 59 00

Karlstad/Sundsvall

054-67 02 00

