


VP-serien DEHP-FRITT transfusionsaggregat med 200µm filter i droppkammare

70895



- 300 cm Aggregatlängd
- Fyllnadsvolym 29 ml
- Bore 3 mm Diameter
- 1 Droppkammare med spike (oventilerad(e))
- Droppar per ml 20
- 1 Rullklämma
- Alaris® säkerhetsklämma
- Pumpsegment av silikon
- Tryckavkännare
- 1 Han-luer
- Polyvinylklorid (PVC)
- Latexfri
- Kvantitet 30




0086

Customer Service
+ 46 (0) 8 5444 3200
(0) 8 5444 3225
CS.Sweden@carefusion.com

Carefusion Sweden 314 AB
Sollentuna