

Qufora Kateterventiler, sterila

Produktegenskaper

- Qufora kateterventiler finns i tre olika utföranden
- Qufora kateterventil är sterilpackad i styck i peel-pack
- Alla ventiler levereras med 4 cm slang
- Kopplingen passar till alla på marknaden förekommande katetrar, benpåsar och sängpåsar.

Material

PP, PE, POM/LLDPE, slang i silikon.

Funktionella ventiler som är enkla att hantera med en hand



T-ventil



Vrid-ventil



Q-flow

PRODUKTSORTIMENT:

MBH

Qufora Kateterventiler

Artikel nr.	Produkt	Artikel i fp
21104101	T-ventil	30/300
21104301	Vridventil, free flow	30/300
21104201	Q-flow-ventil, free flow	30/300

Tillverkare

MBH-international A/S
Hejrevang 21 A
DK-3450 Allerød
Danmark

Tel: +45 88 300 592
Fax: +45 88 300 593
info@mbh-international.com
www.mbh-international.com