



TSCI | The Surgical Company International B.V.


Fluido värmare® - Fluido Irrigation, justera temperaturen efter era behov.

Patientens fördelar

En stabil kärntemperatur är viktigt för dina patienter. Det minskar blödningen och påskyndar återhämtningen. Vid behov av stora volymer spolvätska garanterar Fluido® Irrigation vätskevärmare en normo- tempererad vätska vilket hjälper dig att förebygga hypotermi.

Fördelar för personalen.

Ingen förändring av operationsteknik behövs utan starta Fluido® Irrigation och börja arbeta enligt befintliga rutiner. Temperaturen kan justeras efter behov, från 30°C till 39°C. Fluido garanterar att vald temperatur administreras till patienten.



- A - Fluido®Irrigation URO Set
- B - Fluido®Irrigation URO Patient slang
- C - Fluido®Irrigation URO Spike Set
- D - Fluido®Irrigation URO Honkoppling

Fluido Irrigation produkt sortiment

Fluido® Irrigation Fluid Warmer	
Artikel nummer	651230-I
Volt, ström, Max effekt och Frekvens	220 - 240 VAC, 6 A, 1400 W, 50 / 60 Hz
Vald temperatur	30 - 39°C
Klassificering	Klass IIb, Klass I, Cardiac Floating (CF), IPX1
Fluido® Powerlifter II	
Artikel nummer	660100-B
Justerbar höjd	150 – 265 cm
Vikt	30 kg
Inspänning (batteri laddning)	230 VAC ± 6% / 50 Hz
Driftspänning	24 VDC, 1 x 2.9 Ah
Klassifikation	Class II, IP20
Fluido® Irrigation URO Set	
A - Fluido® Irrigation URO set	- Priming volym 220 ml - Övertryck 300 mmHg - Flöde 50 - 680 ml/min
B - Fluido® Irrigation URO patient slang	200 cm

Orderinformation

Art.nr	Beskrivning	Förp.
651230-I	Fluido® Irrigation Fluid Warmer	1 st
660100-B	Fluido® Powerlift II	1 st
670800-B	Fluido® Irrigation URO set	2 x 10 st
680801-B	Fluido® Patient slang	20 st
680803-B	Fluido® Spike set med droppkammare	20 st
680804	Fluido® Honkoppling	