

Dual-Head Scope



Stetoskop vändbart med tratt och membran, bröststycke av metall, ickekylande trattring och membranring av mjukplast.

Samtliga delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

Spädbarn	Membrandiameter 18 mm Trattdiameter 16 mm	Art.nr: 304-3080
Vuxen	Membrandiameter 41 mm Trattdiameter 26 mm	Art.nr: 304-3021
Barn	Membrandiameter 32 mm Trattdiameter 21 mm	Art.nr: 304-3070
Öron-oliv vit		Art.nr: 340-8010
Öron-oliv svart mjuk gängad		Art.nr: 340-8380
Öron-oliv grå mjuk gängad		Art.nr: 340-8381