

Leggyfix®

Benfixering

Leggyfix är bekväm att bära och ger säker fixering av alla typer av urinuppsamlingspåsar, slutna såväl som tömbara. Kan även användas för fixering av dränagepåsar. Leggyfix finns i fyra storlekar varav small är särskilt lämpad att användas till underbenet.



1 Elastiskt material

Materialet av mjukt elastiskt garn ger hög elasticitet och gör så att produkten anpassar sig väl efter benets former.

2 Fixering

Säker fixering av både urin- och dränagepåsar. Enkel att använda för öppna såväl som slutna påsar.

3 Passform

Passar både för vänster och höger ben.

4 Storleksmarkering

De färgade trådarna visar produktens storlek.



Helps. Cares. Protects.

Material:

60,0 % Polyester
37,7 % Elastan
0,3 % Polyamid
Latexfri

Tvättanvisning:
Kan tvättas i 60°C.



Fördelar:

Mjukt elastiskt material
Passar till alla förekommande
urinpåsar
Kan användas på både höger
och vänster ben

Sortiment	Art.nr.	Benomfång	Färgkod	Förp.
Small	880 048	25-33 cm	Gul	10 st
Medium	880 049	33-40 cm	Röd	10 st
Large	880 050	40-50 cm	Blå	10 st
X-large	880 051	50-60 cm	Brun	10 st



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info