

Steriliseringspåsar - standard

Steriliseringspåse papper/plast plan

Steriliseringspåse papper/plast avsedd för paketering av mindre instrument samt mindre containrar.

Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande samt 70 g/m² medicinskt specialpapper.

Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera de svetsade fogarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förseglingsstemperatur 165-190°C.



Art.nr	Ref.nr	Storlek	Förp.
10017787	S38	320 x 500 mm	100 / 600
10019139	S3260	320 x 600 mm	100 / 600
10020122	S3550	350 x 500 mm	
10018180	S31	420 x 500 mm	100 / 500
10018181	S32	420 x 600 mm	100 / 500

	Ref.nr	Storlek	Förp.
10018439	S17	50 x 200 mm	100 / 3600
10018612	S1	50 x 250 mm	100 / 2400
10001706	S24	75 x 150 mm	100 / 2400
10018442	S2	75 x 200 mm	100 / 2400
10018172	S23	75 x 230 mm	100 / 1800
10001578	S4	75 x 270 mm	100 / 3600
10018440	S18	75 x 300 mm	100 / 4200
10018153	S22	75 x 520 mm	100 / 2400
10018173	S25	100 x 150 mm	100 / 2400
10018178	S3	100 x 200 mm	100 / 1800
10021569	S1025	100 x 250	
10001577	S5	100 x 270 mm	100 / 3000
10017826	S8	100 x 300 mm	100 / 1200
10018441	S19	100 x 350 mm	100 / 1200
10017827	S9	100 x 400 mm	100 / 1200
10018616	S12	100 x 570 mm	100 / 1800
10018175	S27	120 x 400 mm	100 / 1200
10020309	S1225	120 x 250 mm	
10018437	S15	150 x 200 mm	100 / 1200
10017823	S6	150 x 270 mm	100 / 1800
10018443	S20	150 x 300 mm	100 / 1800
10018174	S26	150 x 350 mm	100 / 1800
10018617	S13	150 x 400 mm	100 / 1200
10018176	S28	150 x 520 mm	100 / 1200
10018183	S34	160 x 600 mm	100 / 1200
10018182	S33	180 x 320 mm	100 / 1000
10017824	S7	205 x 270 mm	100 / 600
10017825	S7A	205 x 340 mm	100 / 1000
10018613	S10	205 x 400 mm	100 / 600
10022078	S2142	205 x 420 mm	
10018614	S10A	205 x 440 mm	100 / 600
10017784	S35	205 x 600 mm	100 / 1200
10018444	S2070	205 x 700 mm	100 / 600
10017866	S2244	220 x 440 mm	100 / 600
10018438	S16	250 x 380 mm	100 / 1200
10018615	S11	250 x 500 mm	100 / 600
10017785	S36	250 x 600 mm	100 / 500
10017786	S37	250 x 700 mm	100 / 600
10018177	S29	270 x 350 mm	100 / 600
10018179	S30	270 x 440 mm	100 / 600
10018445	S21	300 x 500 mm	100 / 600
10018436	S14	300 x 570 mm	100 / 600