



Steriliseringspåse

Steriliseringspåse papper/plast, slät på rulle

Steriliseringspåse papper/plast på rulle avsedd för paketering av instrument samt mindre containrar. Påsarna är tillverkade av transparent, 9-lagers ljusgrön plastfilm som är vattenavvisande samt 70 g/m² medicinskt specialpapper. Förpackade produkter kan lätt identifieras genom plastfilmen vars gröna färg även gör det möjligt att kontrollera fogsvetsningarna. Produkterna lämpar sig för ånga, formaldehyd och EO sterilisering. Förseglingsstemperatur 165–190°C.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Mediq art.nr	Art.nr.	Storlek	Förp.
10018487	R39/31	50 mm x 31 m	1 / 10
10018490	R40/31	75 mm x 31 m	1 / 10
10018493	R41/31	100 mm x 31 m	1 / 10
10018556	R42/31	150 mm x 31 m	1 / 10
10018559	R43/31	200 mm x 31 m	1 / 6
10018562	R44/31	250 mm x 31 m	1 / 6
10018565	R45/31	300 mm x 31 m	1 / 6

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

2022-08

Mediq art.nr	Art.nr.	Storlek	Förp.
10018486	R39/100	50 mm x 100 m	1 / 8
10018489	R40/100	75 mm x 100 m	1 / 8
10018492	R41/100	100 mm x 100 m	1 / 4
10018495	R42/100	150 mm x 100 m	1 / 2
10018558	R43/100	200 mm x 100 m	1 / 2
10018561	R44/100	250 mm x 100 m	1 / 2
10018564	R45/100	300 mm x 100 m	1 / 1
10018605	R47/100	400 mm x 100 m	1 / 1
10016244	R49/100	500 mm x 100 m	1 / 1
10018485	R39	50 mm x 200 m	1 / 5
10018488	R40	75 mm x 200 m	1 / 4
10018491	R41	100 mm x 200 m	1 / 3
10017899	R125	125 mm x 200 m	1 / 2
10018494	R42	150 mm x 200 m	1 / 2
10018557	R43	200 mm x 200 m	1 / 1
10018560	R44	250 mm x 200 m	1 / 1
10018563	R45	300 mm x 200 m	1 / 1
10018566	R46	350 mm x 200 m	1 / 1
10018567	R47	400 mm x 200 m	1 / 1
10017349	R600/100	600 mm x 100 m	1 / 1

