



KLINION

Kliniderm Foam Silicone Lite

med eller utan fästkant/border

Kliniderm Foam Silicone Lite—ett tunt allt-i-ett polyuretanskumförband med mjukt silikonlager

Kliniderm Foam Silicone Lite är ett sterilt Polyuretanskumförband, beige färg. Med eller utan border/fästkant. Det finns även en standardvariant, med högre absorptionskapacitet.

Soft silicone technology i dessa produkter minimerar ev smärtproblem vid förbandsbyte, kan re-appliceras

- Består av flera lager, soft silicone närmast såret/huden, i mitten polyuretanskum med absorptions och kvarhållningsförmåga. Ytterst ett ångpermeabelt polyuretanmembran som barriär
- För svagt vätskande sår.
- Kan användas under kompression.
- Kan användas i upp till 7 dagar.

Användningsområden:
Olika typer av svagt vätskande sår.
Ger en fuktig sårhelingsmiljö. Absorberar o hanterar sårexsudat. Hudvänligt och skonsamt att byta tack vare silikonet.

Hållbarhet: 3 år

Förvaring: Undvik direkt solljus

Leverantör



För mer information/Order

Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungsbacka
tel 031-388 90 00, www.mediq.se, kundservice@mediq.com

Kliniderm Foam Silicone Lite

Med border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
10011530	4 x 5 cm	10	100
10011682	5 x 12,5 cm	5	100
10011683	7,5 x 7,5 cm	5	100
10018652	10 x 10 cm	5	100
10011684	15 x 15 cm	5	100

Utan border/fästkant

Artikelnummer	Storlek	Avd förp	Trsp förp
10011526	6 x 8,5 cm	5	100
10011527	10 x 10 cm	5	100
10011528	15 x 15 cm	5	100
10011529	20 x 50 cm	4	80

Leverantör



För mer information/Order
Mediq Sverige AB, Box 10302, 434 24 Kungälv
tel 031-388 90 00 www.mediq.se, kundservice@mediq.com