

Blodtrycksmanschett TriCUFF®

TriCUFF® är en svensk manschett med automatisk anpassning till armomfång 17-43cm.

Ytermanschetten i grått nylontyg med röda kardborreband är tvättbar i 60 grader och innerblåsan har de tre standardmåttan 9x28, 12x35 och 15x43 cm. Det är 3 storlekar i en manschett.

Innerblåsan är tillverkad i kloropren, den är PVC-fri och latexfri.

Användningsområde:

Blodtrycksmätare för indirekt (non-invasiv) blodtrycksmätning. Avsedd för medicinsk användning av läkare eller utbildad sköterska för auskultatorisk mätning av blodtryck med hjälp av ett stetoskop och manschetten placerad på patientens överarm.

Handmanometer BOSO BS90 med stor och tydlig visartavla 0-300mmHg, skruvventil för att enkelt justera utsläppshastigheten.

Samtliga ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider. Alla delar finns som reservdelar, innerblåsa (art.114-0907), ytermanschett (art.107-0900), lås (art.257-1010) och handmanometer BOSO BS90 (art.102-2101).



TriCUFF original komplett med handmanometer BOSO BS90

art.nr 9210-00907

Garantitid 2 år

Mätaren bör kontrolleras årligen eller vid märkbart fel/avvikelse.

AB Henry Eriksson, Skebokvarnsvägen 267, S-124 53 Bandhagen Tel: 08-647 48 05 Fax: 08-647 00 10

E-post: he@henryeriksson.se www.henryeriksson.se