



Cellacast Xtra

Syntetiskt gipsförband

Syntetisk gipsbinda av högsta kvalitet där man eftersträvar ett lättviktsbandage med god hållbarhet. Används för viloställning efter frakturer liksom efter ben- och ledoperationer och vid behandling av ben- och ledsjukdomar. Lindas cirkulärt så att varje nytt lager till hälften överlappar det föregående lagret. På så vis blir förbandet jämnt och slätt. Luftgenomsläpplig och röntgentransparent.

Dopptid:

Bindan doppas i 20-24°C varmt vatten och kramas lätt några gånger under vattnet, så att luften avlägsnas och bindan blir ordentligt våt.

Material:

Består av finmaskig glasfiberväv, impregnerad med polyuretanharts och bearbetad till doppfärdiga Cellacast Xtra-bindor. Finns i färgerna cremé, blå, orange, gul och grön.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
Creme			
2,5cmx1,8m creme	25 205	10	40
5,0cmx3,6m creme	25 201	10	40
7,5cmx3,6m creme	25 202	10	40
10cmx3,6m creme	25 203	10	40
12cmx3,6m creme	25 204	10	40
Blå			
5,0cmx3,6m blå	25 211	10	40
7,5cmx3,6m blå	25 212	10	40
10cmx3,6m blå	25 213	10	40
12cmx3,6m blå	25 214	10	40
Orange			
5,0cmx3,6m orange	25 235	10	40
7,5cmx3,6m orange	25 236	10	40
10cmx3,6m orange	25 237	10	40
12cmx3,6m orange	25 238	10	40
Gul			
5,0cmx3,6m gul	25 239	10	40
7,5cmx3,6m gul	25 240	10	40
10cmx3,6m gul	25 241	10	40
12cmx3,6m gul	25 242	10	40
Grön			
5,0cmx3,6m grön	25 221	10	40
7,5cmx3,6m grön	25 222	10	40
10cmx3,6m grön	25 223	10	40
12cmx3,6m grön	25 224	10	40
Splints creme			
5,0x20cm creme	25 660	15	60
7,5x38cm creme	25 261	10	40
10,0x38cm creme	25 262	10	40
10,0x96cm creme	25 263	5	20
12,5x76cm creme	25 264	5	20

För ytterligare information,
var god se bipacksedel.