



# Instrumentskydd

Instrumentskydd av vinyl, för ångsterilisering. Ventilerade och röntgentäta. Skyddar såväl personal från stickskador som de värdefulla instrumenten. För engångsbruk och finns i olika dimensioner och färger.

## Beställningsinformation

Art.nr.	Ref.nr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp.
10020477	3-15-04	Runt instrumentskydd ventilerat, röd	Ø 3,2mm Längd 25,4 mm	100
10019004	3-08-05	Runt instrumentskydd ventilerat, gul transparent	Ø 4,7 - 25,4 mm Längd 25,4 mm	100
10021989	3-11-02	Runt konformat instrumentskydd ventilerat, blå transparent	Ø 2,5-4,3 mm Längd 38,1 mm	50
10021265	3-08-07	Platt instrumentskydd ventilerat, orange	Bredd 9,5mm Längd 25,4mm	100
10021266	3-08-08	Platt instrumentskydd ventilerat, brun transparent	Bredd 15,9mm Längd 25,4mm	100
10020478	3-15-08	Platt instrumentskydd ventilerat, brun	Bredd 15,9mm Längd 25,4mm	100
10022998	3-08-09	Platt instrumentskydd ventilerat, svart transparent	Bredd 25,4 mm Längd 25,4 mm	100

Leverantör

**Key Surgical**

**För mer information / Order**

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv  
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

instrumentskydd\_2022\_09\_v2