



Leverantör:
AHLSTRÖM

Packskynke Reliance® Tandem

Fri från latex

Packskynke av SMS, varvat ej sammansvetsat - Blå 43 gram, grön 43 gram

- Två olika färger (grönt/blått) ger en enkel identifikation av ev. skador vid lagring/transport
- Funktionell barriär som ger ett bra skydd mot penetration av mikroorganismer
- Bra skydd mot revor och hål
- Validerade för de vanligaste steriliseringsprocesserna:
Ånga, Etylenoxid, Formaldehyd, Väteperoxid
- Uppfyller EN868-2 och EN ISO 11607-1
- Fri från latex



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com

Produktspecifik information

Hållbarhet öppen förpackning:

- Före sterilisering: 5 år.
- Ej steril vara

Förvaring:

- Torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr	Ref.nr	Benämning	Storlek	Förp.
10019039	5646043050050	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	50x50cm	504
10019082	5646043060060	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	60x60cm	360
10019083	5646043075075	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	75x75cm	180
10019084	5646043100100	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	100x100cm	150
10019085	5646043120120	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	120x120cm	102
10019126	5646043140140	Packskynte Reliance Tandem 200 SMS varvat Bl/Gr 43/43gr	140x140cm	102



at the heart of healthcare