

Kabelbindare

- Brickor för identifikation olika färger
- Kompatibel med ång- och H₂O₂-sterilisering.



Mediq artnr	Lev artnr	Beskrivning	Mått	Färg	Antal/fp
10020945	O1948	Hållare insticksskylt	60x40		25
10021323	O1949	Insticksskylt 60x40 Mm Röd	60x40	Röd	100
10021324	O1950KS	Insticksskylt 60x40 Mm Grön	60x40	Grön	100
10021326	O1969	Insticksskylt 60x40 Mm Mörk blå	60x40	Mörk blå	100
10018774	O1951	Insticksskylt 60x40 Mm Ljus blå	60x40	Ljus blå	100
10018775	O1952	Insticksskylt 60x40 Mm Orange	60x40	Orange	100
10018776	O1953	Insticksskylt 60x40 Mm Svart	60x40	Svart	100
10021325	O1954	Insticksskylt 60x40 Mm Gul	60x40	Gul	100
10019100	O1990	Insticksskylt 60x40 Mm Rosa	60x40	Rosa	100
10021328	O1991	Insticksskylt 60x40 Mm Lila	60x40	Lila	100
10037156	O2278	Insticksskylt 60x40 Mm Brun	60x40	Brun	100
10018866	O2279	Insticksskylt 60x40 Mm Beige	60x40	Beige	100