


**Artikelnamn: CVK-set 1 lumen 16G 16cm**

**Artikelnummer: SV-04306-N**



### **Specifikation av komplett set:**

1 CVK 16G 16 cm. Ytterdiameter 1,7mm. PU  
1 nitinolledare 0.81 mm x 45 cm med J-Tip/rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer  
1 dilatator  
1 introducerkanyl 18 G kateter över 20 G kanyl  
1 Seldinger-introduktionskanyl  
1 fixeringsvinge (fast och mobil)  
1 spruta 5 ml

### **Lumen / fyllnadsvolym / flöde**

Distal 16 G./ 0. 40ml / 61,67 ml/min

**Avdelningsförpackning: 5 st.**

**Transportförpackning: 5 st.**

### **Standarder:**

Katetrarna uppfyller kraven i ISO 10555-3 och ISO 10555-1

**PVC-fri, latexfri och CE-märkt**