

Flexsplint



Produktbeskrivning:

En flexibel splint för användning på alla frakturer som behöver immobiliseras. Den tar liten plats och är därför enkel att ta med sig. Den är tillverkad i en lätt formbar aluminium, polstrad på båda sidorna och kan röntgas igenom. Genom att klippa i den kan den göras mindre. Enkel rengöring med på marknaden allmänt förekommande desinfektionslösningar. Efter tvätt kan den plattas ut, rullas ihop och användas igen.

Materialbeskrivning:

Aluminium, plast.

Artikelnummer	Förpackning
21196	1 st