



Absorberande fuktpapper

- För ång- och ETO-sterilisering
- Finns i två vikter, 80 gr/m² och 140 gr/m²
- Absorptionsförmåga < 100 gr/m² ger en effektiv absorption av kondens, vilket ger torra paket/containrar efter steriliseringsprocessen
- Kan även användas i op-galler för att skydda instrument och/eller under galler för att minska risken för kondens och för att skydda förpackningsmaterialet mot skador från gallret
- Specialstorlekar kan erbjudas vid önskemål
- För engångsbruk
- CE-märkt enligt MDD 93/42

Beställningsinformation

Art.nr.	Beskrivning	Avd.förp.	Trsp.förp.
10021888	Fuktpapper 80 gram 305 x 500 mm	200	1000
10021423	Fuktpapper 80 gram 457 x 183 mm	200	2400
10019238	Fuktpapper 80 gram 200 x 305 mm	200	2000
10019242	Fuktpapper 80 gram 250 x 305 mm	200	2000
10019239	Fuktpapper 80 gram 305 x 410 mm	200	1000
10019317	Fuktpapper 80 gram 305 x 457 mm	200	1000
10019241	Fuktpapper 80 gram 400 x 500 mm	200	1000
10019240	Fuktpapper 80 gram 457 x 550 mm	200	800
10019243	Fuktpapper 140 gram 750 x 500 mm	50	50

Leverantör

CLINIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com