

Fuktpapper från Steris

- Fuktpapper Cellulosa
- För ång- och ETO-sterilisering
- Kan även användas i op-galler för att skydda instrument och/eller under galler för att minska risken för kondens och för att skydda förpackningsmaterialet mot skador från gallret.

Mediq artnr	Lev artnr	Beskrivning	Mått	Färg	Antal/fp
10019238	TLC004	Fuktpapper 200x300mm Vit cellulosafiber	200x300 mm	Vit	200/fp
10019242	TLC051	Fuktpapper 250 305 Mm Vit cellulosafiber	250x305 mm	Vit	200/fp
10019239	TLC007	Fuktpapper 300x400mm Vit cellulosafiber	300x400 mm	Vit	200/fp
10021888	TLC036	Fuktpapper 305x500mm Vit cellulosafiber	305x500 mm	Vit	200/fp
10019241	TLC045	Fuktpapper 400x500mm Vit cellulosafiber	400x500 mm	Vit	200/fp
10019240	TLC008	Fuktpapper 457x550mm Vit cellulosafiber	457x550 mm	Vit	200/fp

