



Autoklavtejp

Autoklavtejp

Autoklavtejp med indikator för ångsterilisering.
Klass 1 processindikator för utskrift. ISO11140-1:2014

Naturfärgad tejp med ränder: Tillverkad av starkt impregnerat kräppat papper, med tryck av blyfritt ångbläck. Tejpen är fri från latex och lösningsmedel.

Ångindikatorn reagerar i kontakt med värme och fukt i ångautoklav. Efter sterilisering blir strecken bruna. Tid för indikering är 3 min vid 134 °C eller 15 min vid 121 °C. Tejpen fungerar utmärkt på tjockare papper, SMS och nonwoven.

Blågrön tejp: Tillverkad av starkt impregnerat kräppat papper, naturgummi och syntetiska ämnen.

Ångindikatorn reagerar i kontakt med värme och fukt i ångautoklav. Efter sterilisering syns mörkt grå/svarta streck. Tid för indikering är 3 min vid 134 °C eller 15 min vid 121 °C. Tejpen är speciellt tillverkad för att fästa utmärkt på nonwoven.

Förpackningar skall lagras torrt och dammfritt i rumstemperatur, skyddat från solljus.

Art.nr	Ref.nr	Färg	Storlek	Förp.
10019350	ITS19GL *	vit / gul	19 mm x 50 m	1/48
10019351	ITS25GL *	vit / gul	25 mm x 50 m	1/36
10015851	JTB19SG	blå / grön	19 mm x 50 m	1/48
10015971	JTB25SG	blå / grön	25 mm x 50 m	1/36

* latexfri

Leverantör

WIPAK

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com