


Impressive fluid absorption and retention capacity



Leverantör:
Mondomed

Retractorpad®

Retractorpad® är en specialprodukt för buk- och bäckenkirurgi, designad för optimal exponering av det kirurgiska området samtidigt som det ger vätskeabsorption och skydd av tarmar och blodkärl. Materialet är vävnadsvänligt och storleken kan tillpassas.

Retractorpad® är förfuktad och tillverkad av vävnadsvänligt PVA (Polyvinylalkohol). Materialet absorberar vätska och har en bra retentionskapacitet samt även viss hemostatisk effekt. Det vävnadsvänliga materialet fäster mjukt vid organ och tarmar och ger t ex "ett bra grepp om levern" Retractorpad® minskar manipuleringen av organ under operation, och sitter bra på plats.

Finns i två storlekar och kan även klippas till. Röntgensynlig med hjälp av bariumtråd.

CE klass: IIA
Steril: Ja

Art.nr	Ref.nr	Storlek mm	Förp
10001280	1355910	Small 225x125x20	20
10019354	1355911	Large 280x146x20	15



at the heart of healthcare

För mer information / Order: Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 90 00, E-mail. kundservice@mediq.com