

# Omläggingsset non-woven Sterilt

Latexfritt

**Material tork & kompresser:**

**70% viskos**

**30% polyester**

**Gramvikt: 30 g/m<sup>2</sup>**



**Färg tork & kompresser:** Vit, utan optiskt blekmedel

**Tork:** 5 st

**Elastisk ring:** Material: Silikon

**Diameter tork:** 25-30 mm

**Kompresser:** 2 st, 5 x 5 cm, 4-lagers

**Tråg:** Polystyren, vitt, 4-delat, 148 x 74 x 18 mm

**Pincett:** Polystyren, grön, 128 mm lång

**Omslagsduk:** Papper/plast (vitt 18 g/m<sup>2</sup> / grönt 14 g/m<sup>2</sup>), Storlek; 40 x 40 cm

**Sterilisering:** EO enligt ISO 11135-1

**CE-märkning:** Klass 1 steril enl MDD annex 5

**Tillverkning:** Kina

**Certifiering:** ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Antal tork & kompresser	Utvikt storlek	Avd fp st	Trp fp st
9158123	5 st tork 2 st kompr	12 x 12 cm 10 x 10 cm	25 x 1	8 x 25 x 1 = 200