

# Laboratorierock grön non-woven

**Engångs - osteril**

**Latexfritt**



**Material:** 100% Polypropylen (PP)

**Gramvikt:** 40 g/m<sup>2</sup>

**Längd:** 107 cm

**Bredd:** 128 cm (= 2 x 64 cm)

**Färg:** Grön

**Knäppning:** 5 st tryckknappar framtill

**Resår i ärm:** Fri från naturlatex

**Fickor:** 3 st

**Förpackning:** 10 st/påse  
50 st/trp fp

**CE-märkning:** Klass 1 enl MDD.

**Tillverkning:** Kina

**Lagring:** 5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla.

Art nr	Storlek	Längd	Inner fp st	Trp fp st
5085	L (etikett i nacke)	107 cm	10	5 x 10 = 50