

## X-Lite® Stockinette



X-LITE® Stockinette är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
643940000	Vit	30 mm	25 m	1 dispenser
643950000	Vit	50 mm	25 m	1 dispenser
643960000	Vit	70 mm	25 m	1 dispenser
643970000	Vit	100 mm	25 m	1 dispenser
643980000	Vit	150 mm	25 m	1 dispenser

## Ortosstruma Stockinette



Rundstickad ortos- och gipsstrumpa. Det mjuka, ribbstickade materialet känns skönt mot huden.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.	Material
644000000	Beige	21 mm	23 m	1 rulle	Bomull
644010001	Vit	30 mm	10 m	1 rulle	Polypropen
644110002	Vit	50 mm	10 m	1 rulle	Polypropen
644210003	Vit	70 mm	10 m	1 rulle	Polypropen
644310004	Vit	100 mm	10 m	1 rulle	Polypropen
644410005	Vit	150 mm	10 m	1 rulle	Polypropen
644420006	Vit	200 mm	10 m	1 rulle	Polypropen

## Fleecy Web



Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla. Används som polstring till ortoser. Mycket töjbart och därför lätt att applicera i en färdig ortos.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
511100000	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
511040000	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulle

## Foam-Binda



Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipspolstring.

**Användningsområden:** Som polstring under gips av X-LITE.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
644800003	Vit	75 mm	2,75 m	20 rullar
644850000	Vit	100 mm	2,75 m	16 rullar
644900005	Vit	125 mm	2,75 m	10 rullar