



WP Gynspatel

1375 Plastspatel Gyn


1377 Träspatel Gyn

WP Gynspatel för Gynekologisk provtagning.
En spatel som har en idealisk längd på 20 cm
för bästa handhavanden, stabil och bekväm
att hålla i. Finns att få i både trä och Plast.
Tillverkade i Sverige.

- Tillverkad i Sverige
- Miljövänlig plast
- Bra anpassad längd
- Finns i både trä och plast

WP Gynspatel

1775/1377



Material

- PP
- Trä

Vikt

- Detalj: Plast 3,5 g
Trä 1,8 g
- Transportförpackning: Plast 325 g
Trä 220 g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 100 st
- Transportförpackning: 100 st

Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Medical ISO 13485



30-6903-001-160622

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



Wing Plast AB