

Op-kompresser med röntgentråd – gasväv

Med kontrollkvitto

Steril

Latexfritt



Material:	100% bomull Syddas kanter
Antal trådar: 20	
Varp:	120 ± 6
Veft:	80 ± 5
Röntgentråd: Invävd	
Färg:	Svart
Material:	Bariumsulfat, 60% (BaSO₄) och Polypropylen (PP)
Färg bomull:	Vit
Omslagsduk op-kompress:	Non-woven 40 g/m ² blå färg
Kontrollkvitto:	Medicinskt papper, storlek 9,3 x 8 cm Klisteretiketter med färgkod enligt nedan
Standard:	ISO 14079
Absorptionskapacitet:	Ca 7,5 g (ml)/gramvikt
Sterilisering:	EO enligt ISO 11135
CE-märkning:	Klass IIa steril enl MDD annex 5
Tillverkning:	Kina
Certifiering:	ISO 13485:2016
Lagring:	5 år från tillverkningsdatum, på torr och sval plats utan direkt solljus eller påverkan från värmekälla

Art nr	Storlek	Färgkod	Lager	Vikt/st	Inner fp	Avd fp st	Trp fp st
1258134	10x10cm	Orange	12	3,6 g	5	25x5=125	6x25x5=750
1258135	10x60cm	Grön	8	12,5 g	5	10x5=50	6x10x5=300
1258136	10x60cm	Röd	12	18,8 g	5	6x5=30	6x6x5=180
1258137	10x60cm	Lila	4	6,7 g	5	25x5=125	6x10x5=750