



Kliniderm

Superabsorberande förband

Sterilt superabsorberande förband

Kliniderm superabsorberande förband är avsedda att användas i måttlig till kraftigt vätskande sår. Förbandet innehåller superabsorbenter som absorberar flera gånger sin egen vikt och "kapslar in" vätskan i förbandet.

Kliniderm superabsorberande förband kan även absorbera blod i en mindre mängd, vilket minimerar risken för maceration av omgivande hud.

Förbandet har ett vätskeavvisande blå baksida och innehåller inget lim eller bindemedel och kan användas under kompression.

De sterila versionerna steriliseras med EO

| Art.nr. | Storlek | Utförande | Förp. |
|---------|------------|-----------|-----------------|
| 1005342 | 10 x 10 cm | sterilt | 50 st per förp. |
| 1005343 | 10 x 15 cm | sterilt | 10 st per förp. |
| 1005340 | 15 x 20 cm | sterilt | 10 st per förp. |
| 1005341 | 20 x 30 cm | sterilt | 10 st per förp. |

Leverantör

KLINION®

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka
Tel. 031-388 90 00, www.mediq.se, kundservice@mediq.com

2021-04