

Instrumentmärkning

Märkband i olika färger tillverkade av silikon.
Fungerar vid ångsterilisering, utan indikator.
Engångsförpackning,



Art nr	Ref nr	Beskrivning	Förp
10021993	O9291	Id-Band Blått För Ø Till 8mm Engångs	100
10020695	O9299	Id-Band Grått För Ø Till 8mm Engångs	100
10023252	O9290	Id-Band Grönt För Ø Till 8 Mm Engångs	100
10021994	O9292	Id-Band Gult För Ø Till 8mm Engångs	100
10021995	O9294	Id-Band Rött För Ø Till 8mm Engångs	100
10019550	O9293	Id-band svart för Ø till 8mm Engångs	100
10020698	O9295	Id-Band Vitt För Ø Till 8mm Engångs	100

Vid frågor kontakta
CPM Stefan Brolin
[Tel:031-388 91 65](tel:031-3889165)
Mobil:070-16 44 765
Mail: stefan.brolin@mediq.com

